

Rutin för etikettering av provkärl

Syfte

Etikett ska ha streckkod och ska klistras vertikalt på provkärlet. Det möjliggör automatisk avläsning av streckkoden vilket ökar patientsäkerheten.

En optisk avläsare klarar inte av att läsa runt en burk, den måste se hela streckkoden samtidigt.

Berörd verksamhet

Klinisk patologi

Ansvar

Personal som skickar in provmaterial till avdelningen för klinisk patologi.

Rutin


Utförande/Beskrivning

RÄTT ETIKETTERING



Vertikal etikett där streckkod är vänd åt höger.

FELAKTIG ETIKETTERING



Utförande/Beskrivning

Klinisk cytologi – Rätt etikettering


Etikett **ska** ha streckkod och **ska** klistras *vertikalt* på provkärlet. Det möjliggör automatisk avläsning av streckkoden vilket ökar patientsäkerheten.

En optisk avläsare klarar inte av att läsa runt en burk, den måste se hela streckkoden samtidigt.

RÄTT ETIKETTERING



FELAKTIG ETIKETTERING



Informationssäkerhet: K1 - Försumbar R2 - Begränsad T2 - Begränsad

Utskriftsdatum: 2024-01-08

Referens: SR0210. Publicering på extern hemsida.

Mall: 2.0/2021-12-03

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Relaterade dokument

SR0008

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
23-12-07	Bytt mall	Johnny B