

## Bilaga till behandlingsschema Ulnar collateralligamentskada dig I

### Ortoser:

**Alt 1:** Plastortos som stöder MCP och CMC (IP-led och handled tillåts fri rörlighet). Ortosen går med en skänkel dorsalt på handen och passerar runt ulnara sidan på handen. Knäpps med kardborreband. (Bild 1-3)



Bild 1.



Bild 2.

Utarbetad av Utvecklingsgrupp Hand Samrehab

2014-05-22

Revideras januari 2018




Bild 3.

**Alt 2:** Mjuk ortos med eller utan skena som stöder MCP-leden (ingen bild).

Utarbetad av Utvecklingsgrupp Hand Samrehab

2014-05-22

Revideras januari 2018